

Anticorps Monoclonal Pe Lapin Anti-Souris Cd24 Pour Cytométrie En Flux - P24807

Numéro d'article: CM0008288

Introduction

Anticorps monoclonal de lapin conjugué à la PE ciblant le CD24 de souris (HSA, Ly-52, nectadrine), validé pour la cytométrie en flux. Adapté aux études d'immunophénotypage et de différenciation cellulaire sur les cellules lymphoïdes, myéloïdes et érythroïdes de souris.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	mAb PE lapin anti-souris CD24
Remarques / Alias	HSA; Cd24; Ly-52; nectadrine
Espèce	Souris
GeneID (humain)	100133941
GeneID	12484
Immunogène	Protéine recombinante Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 27-53 de CD24 de souris (NP_033976.1).
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	CF
Réactivité croisée	Souris
SWISS	P24807
Poids de la protéine	8 kDa
Expédition	Sac de glace