

Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Cd25 De Souris Conjugué À La Pe Pour Fc - P01590

Numéro d'article: CM0008492

Introduction

Anticorps monoclonal de lapin conjugué à la PE ciblant le CD25 de souris (IL-2R α , p55), adapté aux applications de cytométrie en flux pour l'étude des cellules T régulatrices et des mécanismes de tolérance immunitaire. Cet anticorps est spécifique de la chaîne alpha du récepteur de l'IL-2 murin et convient parfaitement à l'identification des Treg et aux essais fonctionnels.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Anticorps monoclonal de lapin anti-CD25 de souris conjugué à la PE
Remarques/Alias	CD25 ; IL2r ; Ly-43
Espèce	Souris
GenelD (humain)	3559
GenelD	16184
Immunogène	Protéine recombinante Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 22-236 du CD25 de souris (NP_032393.3)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	FC
Réactivité croisée	Souris
SWISS	P01590
Poids moléculaire	30 kDa
Expédition	Sac de glace