

Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Cd262/Trailr2 De Souris Conjugué Au Pe Pour La Cytométrie En Flux - Q9Qzm4

Numéro d'article: CM0004375

Introduction

Anticorps monoclonal de lapin conjugué au PE ciblant le CD262/TRAILR2 (récepteur de mort 5) de souris pour la cytométrie en flux. Convient pour la recherche sur l'apoptose, la signalisation des récepteurs de mort et le cancer dans des modèles murins.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	AcM de lapin anti-CD262/TRAILR2 de souris conjugué au PE
Remarques/Alias	MK ; DR5 ; Ly98 ; KILLER ; TRICKB ; TRAILR2 ; TRICK2A ; TRICK2B
Espèce	Souris
Identifiant du gène (Humain)	8795
Identifiant du gène	21933
Immunogène	Protéine recombinante ; Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 53-170 du CD262/TRAILR2 de souris (NP_064671.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	CF (Cytométrie en flux)
Réactivité croisée	Souris
SWISS	Q9QZM4
Poids moléculaire de la protéine	42 kDa
Expédition	Sac de glace