

Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Souris Cd267/Taci Conjugué À La Pe Pour Cytométrie En Flux - Q9Et35

Numéro d'article: CM0009800

Introduction

Anticorps monoclonal de lapin conjugué à la PE ciblant le CD267/TACI de souris (Tnfrsf13b) pour des applications de cytométrie en flux. Détecte un récepteur de 27 kDa médiant la stimulation des cellules B et T. Spécifique de la souris.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	PE Lapin anti-souris CD267/TACI mAb
Remarques/Alias	Taci, 1200009E08Rik
Espèce	Souris
GenelD (Humain)	23495
GenelD (Souris)	57916
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant les acides aminés 5-129 du CD267/TACI de souris (NP_067324.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	FC (Cytométrie en flux)
Réactivité croisée	Souris
SWISS	Q9ET35
Poids de la protéine	27kDa
Expédition	Sac de glace