

Anticorps Monoclonal Pe Lapin Anti-Souris Cd268/Baff-R Pour Cytométrie En Flux - Q9D8D0

Numéro d'article: CM0008084

Introduction

Anticorps monoclonal de lapin conjugué au PE ciblant CD268/BAFF-R (récepteur du facteur d'activation des lymphocytes B / déficit de maturation des lymphocytes B) de souris. Validé pour la cytométrie en flux, adapté aux études sur la signalisation du récepteur des lymphocytes B et la survie des lymphocytes B matures.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	mAb PE lapin anti-souris CD268/BAFF-R
Remarques / Alias	Bcmd; Baffr; Bcmd1; BAFF-R; Bcmd-1; Lvis22; 2010006P15Rik
Espèce	Souris
GenelD (Humain)	115650
GenelD	72049
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 10-71 de CD268/BAFF-R de souris (NP_082351.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	FC
Réactivité croisée	Souris
SWISS	Q9D8D0
Poids de la protéine	19 kDa
Expédition	Sac de glace