

Anticorps Monoclonal Lapin Anti-Souris Cd272/Btla Conjugué À La Pe Pour Fc - Q7Tsa3

Numéro d'article: CM0009654



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin conjugué à la PE ciblant le CD272/BTLA de souris, validé pour la cytométrie en flux. Atténuateur des lymphocytes B et T impliqué dans la régulation immunitaire. Idéal pour les applications de recherche immunologique.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	PE Lapin anti-Souris CD272/BTLA mAb
Remarques/Alias	A630002H24
Espèce	Souris
GenelD (Humain)	151888
GenelD	208154
Immunogène	Protéine recombinante Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 30-176 du CD272/BTLA de souris (NP_001032808.2).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	FC
Réactivité croisée	Souris
SWISS	Q7TSA3
Poids de la protéine	22kDa/34kDa
Expédition	Sac de glace