


Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Souris Cd274/Pd-L1 Conjugué À La Pe Pour Cytométrie En Flux - Q9Ep73

Numéro d'article: CM0011843



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin conjugué à la PE dirigé contre le PD-L1 de souris (CD274), ciblant le domaine extracellulaire. Validé pour la cytométrie en flux sur des échantillons de souris ; adapté pour la recherche sur les points de contrôle immunitaires et l'immunologie des tumeurs.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	PE Lapin anti-Souris CD274/PD-L1 mAb
Remarques/Alias	B7h1, Pdl1, Pdcd1l1, Pdcd1lg1, A530045L16Rik
Espèce	Souris
GeneID (Humain)	29126
GeneID	60533
Immunogène	Protéine recombinante
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	FC
Réactivité croisée	Souris
SWISS	Q9EP73
Poids de la protéine	32kDa
Expédition	Sac de glace