

Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Cd28 De Souris Conjugué À La Pe Pour Cytométrie En Flux - P31041

Numéro d'article: CM0004635



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin conjugué à la PE dirigé contre le CD28 de souris, validé pour la cytométrie en flux. Idéal pour l'étude de l'activation des lymphocytes T, de la costimulation et de l'homéostasie immunitaire. Réagit avec la souris.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	PE Lapin anti-CD28 de souris mAb
Remarques/Alias	Cd28
Espèce	Souris
ID de gène (Humain)	940
ID de gène	12487
Immunogène	Protéine recombinante ; Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 20-149 du CD28 de souris (NP_031668.3).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	FC
Réactivité croisée	Souris
SWISS	P31041
Poids de la protéine	25kDa
Expédition	Sac de glace