

Mab Pe Lapin Anti-Souris Cd301 (Mgl1/2) Pour Cytométrie En Flux - P49300 / Q8Jzn1

Numéro d'article: CM0012697

Introduction

Un anticorps monoclonal de lapin conjugué à la PE ciblant le CD301 (MGL1/2) de souris pour cytométrie en flux. Il reconnaît la lectine CLEC10A sur les macrophages et facilite la recherche en immunité tumorale, inflammation adipeuse et infection.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	mAb PE lapin anti-souris CD301 (MGL1/2)
Remarques / Alias	Mgl; Mgl1; CD301a; M-ASGP-BP-1
Espèce	Souris
GeneID (Humain)	10462/54551
GeneID (Souris)	17312/216864
Immunogène	Protéine recombinante (Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 57-304 de CD301a de souris (NP_034926.1))
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	Cytométrie en flux
Réactivité croisée	Souris
SWISS	P49300/Q8JZN1
Expédition	Sac de glace