

Anticorps Monoclonal Pe Lapin Anti-Souris Cd301B/Mgl2 Pour Fc - Q8Jzn1

Numéro d'article: CM0008665

Introduction

Anticorps monoclonal de lapin conjugué à la PE ciblant le CD301b (MGL2) de souris, une glycoprotéine membranaire de la famille des lectines de type C. Validé pour des applications en cytométrie en flux (FC). Idéal pour la recherche en immunologie et en glycobiologie.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	mAb PE lapin anti-souris CD301b/MGL2
Remarques / Alias	CD301b
Espèce	Souris
GeneID (Humain)	10462
GeneID	216864
Immunogène	Peptide synthétique correspondant à une séquence située entre les acides aminés 233 et 332 de CD301b/MGL2 de souris (NP_660119.1)
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	FC
Réactivité croisée	Souris
SWISS	Q8JZN1
Poids de la protéine	38 kDa
Expédition	Sachet de glace