


Anticorps Monoclonal Pe Lapin Anti-Souris Cd304/Neuropiline-1 Pour Fc - P97333

Numéro d'article: CM0011390



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin conjugué à la PE ciblant la CD304/Neuropiline-1 de souris, validé pour des applications en cytométrie en flux (FC). Adapté à l'étude de la neurogenèse, l'angiogenèse et la recherche en biologie du développement.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	mAb PE lapin anti-souris CD304/Neuropiline-1
Remarques/Alias	Nrp; NP-1; Npn1; NPN-1; C530029I03
Espèce	Souris
GenelD (Humain)	8829
GenelD	18186
Immunogène	Protéine recombinante Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 22-856 de la CD304/Neuropiline-1 de souris (NP_032763.2).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	FC
Réactivité croisée	Souris
SWISS	P97333
Poids de la protéine	103kDa
Expédition	Sac de glace