

Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Cd32 De Souris Conjugué À La Pe Pour Cytométrie En Flux - P08101

Numéro d'article: CM0012583

Introduction

Anticorps monoclonal de lapin anti-CD32 de souris (FcγRIIB) conjugué à la PE, validé pour la cytométrie en flux. Convient à l'étude de la fonction des récepteurs des IgG dans les cellules lymphoïdes et myéloïdes. Uniprot : P08101.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	AcM de lapin anti-CD32 de souris conjugué à la PE
Remarques/Alias	CD32, Fcgr2, Fcr-2, Fcr-3, Ly-17, LyM-1, Lym-1, fcRII, FcγRII, Fcgr2a, Ly-m20, Fc[g]RII, F630109E10Rik
Espèce	Souris
ID du gène (humain)	2213
ID du gène	14130
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 30 à 207 de CD32 de souris (NP_034317.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	FC
Réactivité croisée	Souris
SWISS	P08101
Poids moléculaire de la protéine	31 kDa/33 kDa/36 kDa
Expédition	Sac de glace