

Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Cd34 De Souris Conjugué À La Pe Pour Fc - Q64314

Numéro d'article: CM0010280

Introduction

Anticorps monoclonal de lapin anti-CD34 de souris marqué à la PE, validé pour la cytométrie en flux (FC). Convient à l'étude de l'adhésion des cellules souches/progénitrices hématopoïétiques et de l'hématopoïèse précoce. Réagit avec le CD34 de souris. UniProt : Q64314.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	PE Lapin anti-CD34 de souris mAb
Remarques/Alias	CD34;molécule CD34;GIG3;MORT1
Espèce	Souris
GeneID (Humain)	947
GeneID	12490
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 35-287 du CD34 de souris (NP_598415.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	FC
Réactivité croisée	Souris
SWISS	Q64314
Poids moléculaire de la protéine	41kDa
Expédition	Sac de glace