

Mab Lapin Anti-Cd35 De Souris Conjugué À La Pe - Cd35

Numéro d'article: CM0009516

Introduction

Anticorps monoclonal de lapin conjugué à la PE ciblant le CD35 de souris (Cr1, C3DR) pour la cytométrie en flux (FC). Réagit avec la souris, poids moléculaire de la protéine : 113 kDa. Idéal pour les recherches en immunologie sur les récepteurs du complément.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	mAb lapin anti-CD35 de souris conjugué à la PE
Remarques/alias	Cr1 ; C3DR ; CD21 ; CD35 ; Cr-1 ; Cr-2
Espèce	Souris
ID du gène (humain)	1380
ID du gène	12902
Immunogène	Protéine recombinante : protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 21 à 396 du CD35 de souris (NP_001355694.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	FC
Réactivité croisée	Souris
Poids moléculaire de la protéine	113 kDa
Expédition	Sac réfrigérant