

Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Souris Cd352/Slamf6 Conjugué À La Pe Pour Cytométrie En Flux - Q9Et39

Numéro d'article: CM0008512

Introduction

Anticorps monoclonal de lapin conjugué à la PE ciblant le CD352/SLAMF6 de souris (Ly108/NTB-A), validé pour la cytométrie en flux. Convient à l'étude de la signalisation des cellules immunitaires et de leur modulation médiées par les récepteurs de la famille SLAM dans des échantillons hématopoïétiques de souris.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	PE Lapin anti-souris CD352/SLAMF6 mAb
Remarques/Alias	KAL1; NTBA; KAL1b; Ly108; NTB-A; SF2000
Espèce	Souris
GeneID (Humain)	114836
GeneID	30925
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 31-235 du CD352/SLAMF6 de souris (NP_001334115.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	FC
Réactivité croisée	Souris
SWISS	Q9ET39
Poids de la protéine	39kDa
Expédition	Sac de glace