

Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Cd366 (Tim-3) De Souris Conjugué À La Pe Pour La Cytométrie En Flux - Q8Vim0

Numéro d'article: CM0012169



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin conjugué à la PE contre le CD366 (TIM-3) de souris, validé pour la cytométrie en flux. Spécifique de la souris, exprimé sur les cellules Th1, les lymphocytes T CD8+, les macrophages et les cellules dendritiques. Idéal pour la recherche sur les points de contrôle immunitaires.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	AcM de lapin anti-CD366 (TIM-3) de souris conjugué à la PE
Remarques/Alias	Tim3 ; TIM-3 ; Timd3
Espèce	Souris
GeneID (Humain)	84868
GeneID	171285
Immunogène	Protéine recombinante Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 20-191 du CD366 (TIM-3) de souris (NP_599011.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	CF
Réactivité croisée	Souris
SWISS	Q8VIM0
Poids moléculaire de la protéine	22kDa/31kDa
Expédition	Sac de glace