

## Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Cd40 De Souris Conjugué À La Pe Pour Cytométrie En Flux - P27512

Numéro d'article: CM0009238

### Introduction

Anticorps monoclonal de lapin conjugué à la PE spécifique du CD40 de souris (TNFRSF5, Bp50), validé pour la cytométrie en flux. Cible le domaine extracellulaire (aa 20-189). Idéal pour les études sur l'activation des cellules B et la signalisation immunitaire.

[En savoir plus](#)

| Paramètre           | Valeur                                                                                                                                                |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nom du produit      | PE Lapin anti-CD40 de souris mAb                                                                                                                      |
| Alias               | IGM; p50; Bp50; GP39; IMD3; TRAP; HIGM1; T-BAM; Tnfrsf5                                                                                               |
| Espèce              | Souris                                                                                                                                                |
| ID de gène (Humain) | 958                                                                                                                                                   |
| ID de gène          | 21939                                                                                                                                                 |
| Immunogène          | Protéine recombinante / Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 20-189 du CD40 de souris (NP_035741.2) |
| Source              | Lapin                                                                                                                                                 |
| Catégorie           | Anticorps monoclonaux                                                                                                                                 |
| Application         | FC                                                                                                                                                    |
| Réactivité croisée  | Souris                                                                                                                                                |
| SWISS               | P27512                                                                                                                                                |
| Poids moléculaire   | 32kDa                                                                                                                                                 |
| Expédition          | Sac de glace                                                                                                                                          |