

Mab Pe Lapin Anti-Souris Cd43 - P15702

Numéro d'article: CM0005509



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin conjugué à la PE ciblant la CD43 (leukosialine) de souris. Validé pour la cytométrie en flux, adapté pour l'immunophénotypage, l'activation des lymphocytes T et les études de migration dans des modèles murins.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	mAb PE Lapin anti-souris CD43
Remarques / Alias	Cd43; Ly48; Galgp; Ly-48; A630014B01Rik
Espèce	Souris
GeneID (Humain)	6693
GeneID	20737
Immunogène	Protéine recombinante Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 20-248 de la CD43 de souris (NP_033285.1).
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	FC (Cytométrie en flux)
Réactivité croisée	Souris
SWISS	P15702
Poids de la protéine	40 kDa
Expédition	Sac de glace