


Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Cd44 De Souris Conjugué À La Pe Pour La Fc - P15379

Numéro d'article: CM0009479



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin conjugué à la PE contre le CD44 de souris (Ly-24, Pgp-1, HERMES). Validé pour la cytométrie en flux (FC). Convient pour l'étude de l'adhésion cellulaire, du homing lymphocytaire et de la liaison à l'hyaluronane.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	mAb de lapin anti-CD44 de souris conjugué à la PE
Remarques/Alias	Ly-24 ; Pgp-1 ; HERMES
Espèce	Souris
Identifiant du gène (Humain)	960
Identifiant du gène	12505
Immunogène	Protéine recombinante Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 23-176 du CD44 de souris (NP_033981.2).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	FC
Réactivité croisée	Souris
SWISS	P15379
Poids moléculaire de la protéine	85kDa
Expédition	Sac de glace