

Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Cd45 De Souris Conjugué À La Pe Pour La Cytométrie En Flux - P06800

Numéro d'article: CM0009683

Introduction

Anticorps monoclonal de lapin fiable conjugué à la PE et spécifique du CD45 de souris (PTPRC, antigène leucocytaire commun). Optimisé pour la cytométrie en flux (FC), idéal pour l'immunophénotypage et l'approvisionnement en matières premières diagnostiques.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Anticorps monoclonal de lapin anti-CD45 de souris conjugué à la PE
Remarques/alias	loc ; B220 ; Cd45 ; L-CA ; Ly-5 ; T200 ; CD45R ; Lyt-4
Espèce	Souris
GeneID (humain)	5788
GeneID	19264
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 26 à 566 du CD45 de souris (NP_001104786.2).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	FC
Réactivité croisée	Souris
SWISS	P06800
Poids de la protéine	130 kDa/140 kDa/144 kDa
Expédition	Sac de glace