

Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Cd45.1 De Souris Conjugué À La Pe - P06800

Numéro d'article: CM0010531

Introduction

Anticorps monoclonal de lapin anti-CD45.1 de souris conjugué à la PE destiné à la cytométrie en flux. Reconnaît l'antigène leucocytaire commun, une protéine tyrosine-phosphatase C de type récepteur, avec une réactivité spécifique pour les échantillons de souris.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Anticorps monoclonal de lapin anti-CD45.1 de souris conjugué à la PE
Remarques/Alias	loc ; B220 ; Cd45 ; L-CA ; Ly-5 ; T200 ; CD45R ; Lyt-4
Espèce	Souris
ID du gène (humain)	5788
ID du gène	19264
Immunogène	Peptide synthétique correspondant aux acides aminés 311-410 de CD45.1 de souris (NP_001104786.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	FC
Réactivité croisée	Souris
SWISS	P06800
Poids moléculaire	130 kDa/140 kDa/144 kDa
Expédition	Sac réfrigérant