

Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Souris Cd47 Conjugué À La Pe Pour Fc - Q61735

Numéro d'article: CM0010063

Introduction

Anticorps monoclonal de lapin conjugué à la PE dirigé contre le CD47 (IAP) de souris pour cytométrie en flux. Validé pour des échantillons de souris, ciblant l'antigène de surface des leucocytes impliqué dans l'adhésion cellulaire et la régulation immunitaire. UniProt Q61735.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	PE Lapin anti-souris CD47 mAb
Remarques/Alias	IAP; Itgp; 9130415E20Rik; B430305P08Rik
Espèce	Souris
GeneID (humain)	961
GeneID	16423
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 19-135 du CD47 de souris (NP_034711.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	FC
Réactivité croisée	Souris
SWISS	Q61735
Poids de la protéine	35kDa
Expédition	Sac de glace