

Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Souris Cd5 Conjugué À La Pe Pour La Cytométrie En Flux - P13379

Numéro d'article: CM0011559

Introduction

Anticorps monoclonal de lapin conjugué à la PE spécifique du CD5 de souris (antigène Ly-1), validé pour la cytométrie en flux. Convient pour la recherche sur les cellules T et B1a, la tolérance immunitaire et les études de signalisation.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	AcM de lapin anti-souris CD5 conjugué à la PE
Remarques/Alias	Ly-1 ; Ly-A ; Ly-12 ; Lyt-1
Espèce	Souris
GeneID (Humain)	921
GeneID	12507
Immunogène	Protéine recombinante / Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 25-371 du CD5 de souris (NP_031676.3).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	CF
Réactivité croisée	Souris
SWISS	P13379
Poids protéique	54 kDa
Expédition	Sac de glace