

Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Souris Cd50/Icam-3 (Icam-5/Télencéphaline) Conjugué À La Pe Pour Fc - Q60625

Numéro d'article: CM0006018

Introduction

Anticorps monoclonal de lapin conjugué à la PE ciblant le CD50/ICAM-3 de souris (ICAM-5/Télencéphaline), validé pour la cytométrie en flux. Idéal pour la recherche sur l'adhésion neuronale et la neuro-immunologie par CamelBio.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	PE Lapin anti-souris CD50/ICAM-3 mAb
Remarques/Alias	TLN; CD50; Tlcn; Icam3; ICAM-3; ICAM-5
Espèce	Souris
GeneID (Humain)	7087
GeneID (Souris)	15898
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 32-227 du CD50/ICAM-3 de souris (NP_032345.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	FC
Réactivité croisée	Souris
SWISS	Q60625
Poids de la protéine	97kDa
Expédition	Sac de glace