

Ac M Pe Lapin Anti-Souris Cd6 - Q61003

Numéro d'article: CM0004942

Introduction

Anticorps monoclonal PE Lapin anti-Souris CD6 pour la cytométrie en flux. Détecte le CD6 de souris, un antigène des cellules T impliqué dans l'adhésion, la costimulation et l'immunité innée. PM : 64/68/72 kDa. Swiss-Prot : Q61003. Idéal pour la recherche en immunologie.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Ac m PE Lapin anti-Souris CD6
Remarques/Alias	Eukaryota ; Metazoa ; Chordata ; Craniata ; Vertebrata ; Euteleostomi ; Mammalia ; Eutheria ; Euarchontoglires ; Glires ; Rodentia ; Myomorpha ; Muroidea ; Muridae ; Murinae ; Mus ; Mus
Espèce	Souris
GeneID (Humain)	923
GeneID	12511
Immunogène	Protéine recombinante Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 20-155 du CD6 de souris (NP_033982.3)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	FC
Réactivité croisée	Souris
SWISS	Q61003
Poids moléculaire de la protéine	64kDa/68kDa/72kDa
Expédition	Sac de glace