

Anticorps Monoclonal Pe Lapin Anti-Souris Cd62E Pour Fc - Q00690

Numéro d'article: CM0010851

Introduction

Anticorps monoclonal de lapin conjugué au PE dirigé contre la CD62E de souris (E-sélectine), validé pour la cytométrie en flux. Convient aux études d'immuno-adhésion et de trafic des leucocytes dans des modèles murins.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	mAb PE lapin anti-souris CD62E
Remarques / Alias	Elam; CD62E; ELAM-1; LECAM2; E-sélectine
Espèce	Souris
GenelD (humain)	6401
GenelD	20339
Immunogène	Protéine recombinante correspondant à une séquence comprise entre les acides aminés 22 et 557 de la CD62E de souris (NP_035475.2)
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	FC
Réactivité croisée	Souris
SWISS	Q00690
Poids de la protéine	66 kDa
Expédition	Sac de glace