

Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Souris Cd62L Conjugué Au Pe Pour La Cytométrie En Flux - P18337

Numéro d'article: CM0009601

Introduction

Anticorps monoclonal de lapin anti-souris CD62L conjugué au PE pour la cytométrie en flux. Reconnaît la L-sélectine (CD62L), validé chez la souris. Convient pour l'étude du homing lymphocytaire et du roulement des leucocytes. SWISS : P18337.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	AcM de lapin anti-souris CD62L conjugué au PE
Remarques/Alias	Lnhr ; CD62L ; LAM-1 ; Ly-22 ; Lyam1 ; LECAM1 ; Ly-m22 ; Lyam-1 ; LECAM-1 ; L-sélectine
Espèce	Souris
GeneID (humain)	6402
GeneID	20343
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 39-332 de la CD62L de souris (NP_035476.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	CF
Réactivité croisée	Souris
SWISS	P18337
Poids moléculaire de la protéine	42 kDa
Expédition	Sac de glace