

Anticorps Monoclonal Pe Lapin Anti-Souris Cd68 Pour Cytométrie En Flux (Intracellulaire) - P31996

Numéro d'article: CM0012762

Introduction

Anticorps monoclonal de lapin conjugué au PE ciblant le CD68 (macrosialine) de souris pour des applications de cytométrie en flux intracellulaire. Adapté au marquage des macrophages et des cellules dendritiques de souris. Haute spécificité et signal PE brillant.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	mAb PE lapin anti-souris CD68
Remarques / Alias	Lamp4 ; gp110 ; Scard1
Espèce	Souris
GeneID (Humain)	968
GeneID	12514
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 21-291 de CD68 de souris (NP_001277987.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	FC (intra)
Réactivité croisée	Souris
SWISS	P31996
Poids de la protéine	35 kDa
Expédition	Sac de glace