

Mab Pe Rabbit Anti-Souris Cd70 Pour Fc - 055237

Numéro d'article: CM0008570

Introduction

Anticorps monoclonal de lapin conjugué à la PE ciblant le CD70 de souris. Validé pour la cytométrie en flux (FC). Utilisé pour étudier la signalisation CD70-CD27 dans l'activation des lymphocytes T et la surveillance immunitaire des lymphocytes B.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	mAb PE Rabbit anti-souris CD70
Remarques / Alias	Cd27l; CD27LG; Tnfsf7; Tnlg8a
Espèce	Souris
GeneID (Humain)	970
GeneID	21948
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 47-195 du CD70 de souris (NP_035747.1)
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	FC
Réactivité croisée	Souris
SWISS	O55237
Poids de la protéine	22 kDa
Expédition	Sac de glace