

Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Cd79B De Souris Conjugué À La Pe Pour La Cytométrie En Flux - P15530

Numéro d'article: CM0010048



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin conjugué à la PE ciblant le CD79b de souris (B29, Ig-bêta, glycoprotéine B29 spécifique des lymphocytes B), validé pour les applications de cytométrie en flux (FC). Idéal pour l'étude de la signalisation du récepteur des lymphocytes B et de l'immunité adaptative.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Ac monoclonal de lapin anti-CD79b de souris conjugué à la PE
Remarques/Synonymes	B29 ; Igb ; Igbeta ; Ig-bêta
Espèce	Souris
GeneID (humain)	974
GeneID	15985
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 26-158 du CD79b de souris (NP_032365.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	FC
Réactivité croisée	Souris
SWISS	P15530
Poids moléculaire	25 kDa
Expédition	Sac de glace