

Mab Pe Lapin Anti-Souris Cd80 Pour Fc - Q00609

Numéro d'article: CM0009522



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin conjugué à la PE ciblant le CD80 murin, une molécule costimulatrice clé des lymphocytes T. Validé pour la cytométrie en flux, idéal pour la recherche en immunologie et le développement de tests de diagnostic.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	mAb PE Lapin anti-Souris CD80
Remarques / Alias	B71; Ly53; TSA1; Cd28l; Ly-53; MIC17
Espèce	Souris
GenelD (Humain)	941
GenelD	12519
Immunogène	Protéine recombinante (protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 38-245 du CD80 de souris, NP_033985.3)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	FC
Réaction croisée	Souris
SWISS	Q00609
Poids de la protéine	34kDa
Expédition	Sac de glace