

Anticorps Monoclonal Lapin Anti-Souris Cd82 Conjugué À La Pe Pour Cytométrie En Flux - P40237

Numéro d'article: CM0004410

Introduction

Anticorps monoclonal lapin anti-souris CD82 conjugué à la PE pour cytométrie en flux. Reconnaît le CD82 de souris, une tétraspanine impliquée dans la régulation immunitaire, l'adhésion et l'angiogenèse. Convient pour l'analyse des splénocytes et des cellules rénales de souris.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	PE Lapin anti-Souris CD82 mAb
Remarques/Alias	C33; IA4; Kai1; Tspan27
Espèce	Souris
GeneID (humain)	3732
GeneID	12521
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-266 du CD82 de souris (NP_001258390.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	FC
Réactivité croisée	Souris
SWISS	P40237
Poids de la protéine	30kDa
Expédition	Sac de glace