

Anticorps Monoclonal Pe Lapin Anti-Souris Cd83 Pour Cytométrie En Flux - O88324

Numéro d'article: CM0010173

Introduction

Anticorps monoclonal de lapin conjugué à la PE ciblant le CD83 de souris, validé pour la cytométrie en flux (FC). Idéal pour la recherche sur les cellules immunitaires, les études sur les cellules dendritiques et les lymphocytes, et les investigations sur la modulation de la réponse immunitaire.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	PE Rabbit anti-Mouse CD83 mAb
Remarques / Alias	mCD83
Espèce	Souris
GeneID (Humain)	9308
GeneID	12522
Immunogène	Protéine recombinante : protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 22-133 de la CD83 de souris (NP_033986.1).
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	FC
Réactivité croisée	Souris
SWISS	O88324
Poids de la protéine	21KDa
Expédition	Sachet de glace