

Ac Anti-CD84 De Souris Produit Chez Le Lapin, Conjugué À La Pe - Q18Pi6

Numéro d'article: CM0009651

Introduction

Anticorps monoclonal de lapin conjugué à la PE ciblant le CD84 de souris (SLAMF5) pour la cytométrie en flux. Idéal pour les études sur les récepteurs de la famille SLAM, l'immunité adaptative et la fonction des cellules NK/T.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Ac anti-CD84 de souris produit chez le lapin, conjugué à la PE
Remarques/alias	CDw84 ; SLAMF5 ; A130013D22Rik
Espèce	Souris
GenelD (humain)	8832
GenelD	12523
Immunogène	Protéine recombinante Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 22-221 du CD84 de souris (NP_038517.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	FC
Réactivité croisée	Souris
SWISS	Q18Pi6
Poids moléculaire	37 kDa
Expédition	Sac réfrigérant