

Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Cd86 De Souris Conjugué À La Pe - P42082

Numéro d'article: CM0010055

Introduction

Anticorps monoclonal de lapin anti-CD86 de souris conjugué à la PE, validé pour la cytométrie en flux. Convient aux études sur l'activation des lymphocytes T et les voies de costimulation.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Anticorps monoclonal de lapin anti-CD86 de souris conjugué à la PE
Remarques/Alias	B7; B70; MB7; B7-2; B7.2; CLS1; Ly58; ETC-1; Ly-58; MB7-2; Cd28l2; TS/A-2; CD86
Espèce	Souris
ID du gène (humain)	942
ID du gène	12524
Immunogène	Protéine recombinante
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	Cytométrie en flux
Réactivité croisée	Souris
SWISS	P42082
Poids moléculaire de la protéine	35 kDa
Expédition	Avec poche de glace