

Mab Pe De Lapin Anti-Cd87 De Souris Pour Fc - P35456

Numéro d'article: CM0004148



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin conjugué à la PE dirigé contre le CD87 (uPAR) de souris pour cytométrie en flux (FC). Validé pour les échantillons de souris, il cible le récepteur de l'urokinase impliqué dans l'activation du plasminogène et la migration cellulaire.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	mAb PE de Lapin anti-CD87 de Souris
Remarques / Alias	Cd87 ; uPAR ; u-PAR
Espèce	Souris
GeneID (humain)	5329
GeneID	18793
Immunogène	Protéine recombinante Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 24-297 du CD87 de souris (NP_035243.1).
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	FC
Réactivité croisée	Souris
SWISS	P35456
Poids de la protéine	24kDa/35kDa
Expédition	Sachet de glace