

Anticorps Monoclonal Pe Lapin Anti-Souris Cd88/C5Ar Pour Cytométrie En Flux - P30993

Numéro d'article: CM0009528



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin conjugué à la PE ciblant CD88/C5aR de souris, validé pour la cytométrie en flux (FC). Réagit avec la souris, poids protéique prédit de 39 kDa. Convient pour la recherche en immunologie et sur l'inflammation.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	mAb PE lapin anti-souris CD88/C5aR
Remarques / Alias	C5aR; C5r1; Cd88; D7Msu1
Espèce	Souris
GeneID (Humain)	728
GeneID (Souris)	12273
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-37 de CD88/C5aR de souris (NP_031603.2)
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	FC
Réactivité croisée	Souris
SWISS	P30993
Poids de la protéine	39kDa
Expédition	Sachet de glace