


Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Souris Cd8A Conjugué À La Pe Pour La Cytométrie En Flux - P01731

Numéro d'article: CM0009167



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin conjugué à la PE reconnaissant spécifiquement la souris CD8a, le corécepteur de classe I du CMH. Validé pour la cytométrie en flux, permettant la détection des lymphocytes T cytotoxiques et des cellules NK dans la recherche.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	mAb de lapin anti-souris CD8a conjugué à la PE
Remarques/Alias	Ly-2 ; Ly-B ; Ly-35 ; Lyt-2
Espèce	Souris
GeneID (Humain)	925
GeneID	12525
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 28-196 de la souris CD8a (NP_001074579.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	FC
Réactivité croisée	Souris
SWISS	P01731
Poids protéique	27kDa
Expédition	Sac de glace