

Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Souris Cd90.2 Conjugué À La Pe Pour Cytométrie En Flux - P01831

Numéro d'article: CM0010641

Introduction

Anticorps monoclonal de lapin conjugué à la PE ciblant le CD90.2 de souris (Thy-1) pour cytométrie en flux. Convient aux échantillons de souris ; aide à l'immunophénotypage et aux études d'interactions cellulaires.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	PE Lapin anti-souris CD90.2 mAb
Remarques/Alias	T25; CD90; Thy-1; Thy1.1; Thy1.2; Thy-1.2
Espèce	Souris
ID de gène (Humain)	7070
ID de gène	21838
Immunogène	Protéine recombinante de CD90.2 de souris
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	FC
Réactivité croisée	Souris
SWISS	P01831
Poids de la protéine	18kDa
Expédition	Sac de glace