


Acm Lapin Anti-Souris Cd95/Fas Conjugué Pe - P25446

Numéro d'article: CM0012195



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin conjugué à la phycoérythrine (PE) dirigé contre le CD95/FAS de souris pour la cytométrie en flux. Reconnaît le membre 6 de la superfamille des récepteurs du facteur de nécrose tumorale de souris (SWISS P25446) ; adapté pour la recherche sur l'apoptose.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	AcM Lapin anti-Souris CD95/FAS conjugué PE
Remarques/Alias	lpr ; APO1 ; APT1 ; CD95 ; TNFR6 ; Tnfrsf6
Espèce	Souris
Identifiant du gène (Humain)	355
Identifiant du gène	14102
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 22-169 du CD95/FAS de souris (NP_032013.2).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	FC (Cytométrie en flux)
Réactivité croisée	Souris
SWISS	P25446
Poids moléculaire de la protéine	37 KDa
Expédition	Sac de glace