


Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Cd96/Tactile De Souris Conjugué À La Pe Pour La Cytométrie En Flux - Q3U0X8

Numéro d'article: CM0012427



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin conjugué à la PE ciblant CD96/TACTILE de souris, validé pour la cytométrie en flux. Idéal pour l'étude de l'adhésion des cellules T et NK ainsi que des réponses immunitaires tardives. Q3U0X8.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	mAb de lapin anti-CD96/TACTILE de souris conjugué à la PE
Remarques/Alias	Tactile ; 1700109I12Rik
Espèce	Souris
ID du gène (humain)	10225
ID du gène	84544
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 35 à 536 de CD96/TACTILE de souris (NP_115854.2).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	FC
Réactivité croisée	Souris
SWISS	Q3U0X8
Poids de la protéine	67 kDa
Expédition	Sac de glace