


Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Souris E-Cadherin/Cd324 Conjugué À Pe Pour Fc - P09803

Numéro d'article: CM0008566



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin conjugué à PE ciblant l'E-Cadherine/CD324 de souris (SWISS : P09803). Validé pour la cytométrie en flux (FC). Convient à l'étude de l'adhésion cellulaire, de la biologie épithéliale et de la recherche sur le cancer.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Spécification
Nom du produit	PE Lapin anti-Souris E-Cadherin/CD324 mAb
Remarques/Alias	Um; UVO; Ecad; ARC-1; E-cad; L-CAM
Espèce	Souris
GenelD (Humain)	999
GenelD	12550
Immunogène	Protéine recombinante Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 157-369 de l'E-Cadherine/CD324 de souris (NP_033994.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	FC
Réactivité croisée	Souris
SWISS	P09803
Poids de la protéine	98kDa
Expédition	Sac de glace