

Anticorps Monoclonal Pe Lapin Anti-Souris Foxp3 Pour Cytométrie En Flux (Intracellulaire) - Q99Jb6

Numéro d'article: CM0004119



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin conjugué à la PE ciblant le FOXP3 (scurfin) de souris, un régulateur transcriptionnel clé des lymphocytes T régulateurs (Treg). Validé pour la cytométrie en flux intracellulaire, cet anticorps permet la détection et l'analyse des populations de Treg dans des échantillons de souris.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	mAb PE lapin anti-souris FOXP3
Remarques / alias	sf; JM2; scurfin
Espèce	Souris
Identifiant du gène (Humain)	50943
Identifiant du gène	20371
Immunogène	Un peptide synthétique correspondant à une séquence située dans les acides aminés 1-100 du Foxp3 de souris (NP_473380.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	CF (intra)
Réactivité croisée	Souris
SWISS	Q99JB6
Poids de la protéine	47 kDa
Expédition	Sac de glace