


Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-I-A De Souris Conjugué À La Pe Pour Cytométrie En Flux - P14483

Numéro d'article: CM0010672



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin conjugué à la PE, spécifique des alloantigènes du CMH de classe II I-A de souris (H-2I, I-A, I-E). Validé pour la cytométrie en flux. Convient au phénotypage des cellules immunitaires et à la recherche en immunologie.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Spécification
Nom du produit	Ac monoclonal de lapin anti-I-A de souris conjugué à la PE
Remarques/Alias	H-2I ; I-Ad, -Ed ; alloantigènes du CMH de classe II I-Eb et I-Ek ; antigène Ia ; CMH II
Espèce	Souris
GeneID (humain)	474382
GeneID	14961
Immunogène	Protéine recombinante
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	Cytométrie en flux
Réactivité croisée	Souris
SWISS	P14483
Poids moléculaire de la protéine	30 kDa
Expédition	Sac réfrigérant