

## Anticorps Monoclonal Pe Lapin Anti-Souris Icos/Cd278 Pour Fc - Q9Wvs0

Numéro d'article: CM0011122

### Introduction

Anticorps monoclonal de lapin conjugué au PE ciblant l'ICOS/CD278 de souris, validé pour la cytométrie en flux (FC). Reconnaît le costimulateur inductible des lymphocytes T, essentiel pour l'activation lymphocytaire T et les interactions entre lymphocytes T et B, dans les échantillons de souris.

[En savoir plus](#)

| Paramètre            | Valeur                                                                                                                                |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nom du produit       | mAb PE lapin anti-souris ICOS/CD278                                                                                                   |
| Remarques/Alias      | H4; CCLP; AILIM; CRP-1; Ly115                                                                                                         |
| Espèce               | Souris                                                                                                                                |
| GeneID (Humain)      | 29851                                                                                                                                 |
| GeneID               | 54167                                                                                                                                 |
| Immunogène           | Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 21-142 de l'ICOS/CD278 de souris (NP_059508.2) |
| Origine              | Lapin                                                                                                                                 |
| Catégorie            | Anticorps monoclonaux                                                                                                                 |
| Application          | FC                                                                                                                                    |
| Réactivité croisée   | Souris                                                                                                                                |
| SWISS                | Q9WVS0                                                                                                                                |
| Poids de la protéine | 22 kDa                                                                                                                                |
| Expédition           | Sac de glace                                                                                                                          |