

## Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Iga De Souris (Fc) Conjugué À La Pe

Numéro d'article: CM0012556

### Introduction

Anticorps monoclonal de lapin conjugué à la PE, spécifique de la région Fc de l'IgA de souris. Conçu pour la cytométrie en flux intracellulaire sur des échantillons de souris. D'origine lapine. Expédié sur glace. Idéal pour la recherche en immunologie et le développement de tests.

[En savoir plus](#)

| Paramètre          | Valeur                                                                                                             |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nom du produit     | Anticorps monoclonal de lapin anti-IgA de souris (Fc) conjugué à la PE                                             |
| Espèce             | Souris                                                                                                             |
| Immunogène         | Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 99 à 344 de l'IgA de souris |
| Source             | Lapin                                                                                                              |
| Catégorie          | Anticorps monoclonaux                                                                                              |
| Application        | CF (intracellulaire)                                                                                               |
| Réactivité croisée | Souris                                                                                                             |
| Expédition         | Sac de glace                                                                                                       |