


Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Souris IgG1 Conjugué À La Pe Pour Fc - P01868

Numéro d'article: CM0005101



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin conjugué à la PE dirigé contre l'IgG1 de souris, adapté pour la cytométrie en flux (FC). Cet anticorps est spécifique de l'isotype IgG1 et peut être utilisé pour le profilage des immunoglobulines de souris et l'analyse des cellules B.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Description
Nom du produit	PE Lapin anti-Souris IgG1 mAb
Remarques/Alias	IgG1
Espèce	Souris
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 98-324 de l'IgG1 de souris (P01868)
Source	
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	FC
Réactivité croisée	Souris
SWISS	P01868
Poids moléculaire	36kDa
Expédition	Sac de glace