

Acm Lapin Anti-Igg2B De Souris Conjugué Pe Pour Fc - P01867-2

Numéro d'article: CM0008323

Introduction

Anticorps monoclonal de lapin conjugué au PE ciblant la région constante de l'IgG2b de souris (isoforme 2). Validé pour la cytométrie en flux avec réactivité croisée pour la souris. Convient pour les études d'isotypage des immunoglobulines et de profilage immunitaire.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	AcM Lapin anti-IgG2b de Souris conjugué PE
Remarques/Alias	IgG2b ; Igh-3 ; gamma2b
Espèce	Souris
GenelD	16016
Immunogène	Un peptide synthétique correspondant à une séquence comprise entre les acides aminés 14 et 113 de l'IgG2b de souris (P01867-2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	FC
Réactivité croisée	Souris
SWISS	P01867-2
Poids moléculaire	37 kDa
Expédition	Sac de glace