

Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-IgM De Souris Conjugué Au Pe Pour Fc - P01872

Numéro d'article: CM0008613



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin conjugué au PE ciblant la région constante de l'IgM de souris (P01872). Validé pour la cytométrie en flux. Réagit spécifiquement avec l'IgM de souris, permettant la détection des cellules B et les études sur l'immunité humorale.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	AcM de lapin anti-IgM de souris conjugué au PE
Remarques/Alias	Igm ; muH ; Igh6 ; Igh-6 ; Igh-M
Espèce	Souris
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 105-454 de l'IgM de souris (P01872)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	FC
Réactivité croisée	Souris
SWISS	P01872
Poids moléculaire de la protéine	50 kDa / 53 kDa
Expédition	Sac de glace