

Ac Mab De Lapin Anti-Souris IL-10Ra/Cd210 Conjugué À La Pe Pour Fc - Q61727

Numéro d'article: CM0009151

Introduction

Anticorps monoclonal de lapin conjugué à la PE ciblant l'IL-10RA/CD210 de souris (CDw210a, IL-10R1) pour les applications de cytométrie en flux (FC). Reconnaît la sous-unité alpha du récepteur IL-10 de souris, un récepteur de surface cellulaire de 64 kDa impliqué dans la signalisation anti-inflammatoire.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	PE Lapin anti-Souris IL-10RA/CD210 mAb
Remarques/Alias	IL10r; CDw210; CDw210a; IL-10R1; IL-10RA; mIL-10R
Espèce	Souris
GeneID (humain)	3587
GeneID	16154
Immunogène	Protéine recombinante Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 17-241 de l'IL-10RA/CD210 de souris (NP_032374.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	FC
Réactivité croisée	Souris
SWISS	Q61727
Poids moléculaire	64kDa
Expédition	Sac de glace